

BREEZY CIRRUS G5

PŁYNNĄ REGULACJĄ –
DOSKONAŁY KOMFORT



To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



PŁYNNNA REGULACJA – DOSKONAŁY KOMFORT I STABILNOŚĆ

Od regulowanych pod kątem pataków do pchania, przesuwanego siedziska, łatwego w obsłudze przechylania i odłączanych odchylanych podnóżków, Cirrus G5 został zaprojektowany, aby zapewnić nieskończoną ilość możliwości dzięki szerokiej gamie opcji i akcesoriów.

Jakość była kluczowym elementem przy projektowaniu Cirrus G5. Obejmuje to wysokiej jakości materiały i rozwiązania techniczne, aby zapewnić wysokiej jakości wózek dla użytkowników, opiekunów i terapeutów.

Cirrus G5 spełnia potrzeby użytkowników w zakresie komfortu i stabilności, a terapeutów w zakresie dokonywania indywidualnych adaptacji.

KOMFORT JEST KLUCZEM!

Cirrus G5 zapewnia wysoki poziom komfortu w połączeniu z nieskończonymi możliwościami regulacji, w tym wygodną tapicerką i podłokietnikami, które podążają za plecami podczas rozkładania, Cirrus G5 zapewnia optymalne wsparcie i komfort przez cały dzień.

Cirrus G5 posiada liczne opcje regulacji, które zapewniają dobrą i stabilną pozycję siedzenia. Oparcie i nachylenie oparcia zapewnia łatwy i wygodny sposób zmiany pozycji w ciągu dnia. Te regulacje można wykonać, gdy użytkownik siedzi na wózku i nie wymagają użycia żadnych narzędzi.

ŁATWE REGULACJE!!



Łatwe w obsłudze przesuwane siedzisko dla bezpiecznego i łatwego wsiadania i wysiadania z wózka. Przesuwając siedzisko do tyłu, użytkownik jest prawidłowo ustawiony na wózku, co zmniejsza potrzebę podnoszenia.



Indywidualne regulacje wózka są uproszczone dzięki przejrzystym skalom pomiarowym.



Łatwe w użyciu i identyfikacji uchwyty sprawiają, że regulacja wózka jest prosta.

PODŁOKIETNIKI

Podłokietniki podążają za kątem oparcia, zapewniając wsparcie i wygodę we wszystkich pozycjach. Podłokietnik można podnieść i zdjąć, aby ułatwić przenoszenie i transport.

OPARCIE

Regulowana pod kątem i indywidualnie dopasowująca się rama oparcia pozwala na zamontowanie szerokiej gamy siedzisk. Standardowe komfortowe oparcie ma wyjątkowo miękką tapicerkę, aby zapewnić ciągły komfort. (na zdjęciu).

ZAGŁÓWKI

Wygodny zagłówek z łatwymi do regulacji, wbudowanymi paskami zapewnia dobre podparcie na boki.

PAŁĄK DO PCHANIA

Regulowany kąt i ergonomicznie zaprojektowany uchwyt. Standard we wszystkich modelach.

PRZECHYLANIE SIEDZISKA

Wózek zapewnia przechylenie siedziska 33°. W połączeniu z odchylanym oparciem 35° zapewnia urozmaicone opcje pozycji siedzenia.

PODNOŻKI

Cirrus G5 jest standardowo wyposażony w regulowane podnożki, które podążają za naturalnym środkiem rotacji kolan. Regulacji kostki można dokonać bez użycia narzędzi.

CIRRUS G5 BASE

Różnorodne opcje regulacji ułatwiają dostosowanie Cirrus G5 Base do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Nowa podstawa jezdna jest zaprojektowana dla zmieniających się potrzeb pozycjonowania. Dzięki standardowej regulacji kąta oparcia - 35° oraz kąta siedziska - 33° poprawia krążenie krwi w pośladkach aby zapobiec uszkodzeniom skóry.



CRASH TEST ADAPTER TRAPEZOIDALNY

Przetestowany zderzeniowo adapter trapezoidalny łączy ramę siedziska z dopasowanym do potrzeb siedziskiem. Podwójny mechanizm blokujący zapewnia większą wytrzymałość i bezpieczeństwo w podróży.



DANE TECHNICZNE

BREEZY CIRRUS 5G

Szerokość siedziska (mm)	390, 420, 450, 480, 510, 540	Przechylenie siedziska	0° - 33°
Głębokość siedziska (mm)	390-550	Wysokość podłokietników (mm)	220-330
Wysokość siedziska ((mm) bez poduszki)	380-550	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość siedziska + 220 mm (+240 z hamulcami bębnowymi)
Wysokość oparcia (mm)	550/650	Waga wózka	od 40 kg
Kąt oparcia	0°-35°	Maks. waga użytkownika	135 kg



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów znajdziesz w formularzu zamówienia. Powyższe informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą obejrzeć ten dokument w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0